

B-DIAL

SVORKA KE KOMPRESI INTRAVENÓZNÍHO ODBĚRU

Navrženo tak, aby pevně stlačilo paži pacienta. Hladký povrch nástroje nenarušuje nebo nezhoršuje stav pokožky pacienta. Svorka umožňuje, aby při přiměřeném tlaku byl dosažen na místo vpichu dostatečný tlak, za účelem dosažení účinné hemostáze po odstranění dialyzační jehly. Vyrobeno z vysoce kvalitního materiálu určeného pro zdravotnictví, odolného vůči chloridům, chloranu sodnému, chlorhexidinu a alkoholu.



- Snadné použití.
- Pružina z nerezové oceli.
- Hladký povrch zabraňuje tahání kůže pacienta.
- Nastavitelná - vhodné pro všechny velikosti paží.
- Spodní široký klip zajišťuje stabilitu.
- Odolná vůči dezinfekčním prostředkům.

Použitím pružiny a změnou šířky sevření upnutí, poskytuje větší sílu v horní části svorky. Svorku ke kompresi intravenózního odběru je možné použít opakovaně. Před dalším použitím musí být nástroj vydezinfikován a vysušen. Pro více informací o postupu dezinfekce si přečtěte návod k použití dodávaný s tímto výrobkem. Přístroj je určen pro použití pouze kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Objednací číslo

Popis

Balení v kartonu

1230400663

Svorka ke kompresi
intravenózního odběru

1 / 10 ks



www.batist.cz

BATIST[®]
M E D I C A L
Part of OneMed Group

We care